



DianaTalks Nederlands sprekend horloge

NIEUW: DianaTalks 'Touch'!

DianaTalks is een sprekend horloge, met een hoogwaardige geluidskwaliteit in wel 6 talen (Nederlands, Duits, Spaans, Engels, Frans en Italiaans). De wijzerplaat van dit horloge is analoog (in de versies Small, Large en Royal) en heeft voor een duidelijk contrast een witte achtergrond met zwarte cijfers en wijzers. Bij de nieuwe versie 'Touch' is het scherm zwart en wordt de uitspraak van de tijd geactiveerd door het scherm aan te raken, wat ideaal is voor mensen die volledig blind zijn.

Instellen DianaTalks

Met een draaiknop kunt u de wijzers op de juiste tijd instellen. Als u de spreekknop 3 seconden ingedrukt houdt, klinken er twee korte piepsignalen en is de spreekfunctie ingeschakeld. Het horloge spreekt vervolgens de tijd en de dag van de week digitaal of analoog uit, afhankelijk van wat u heeft ingesteld. Dit gaat als volgt: **16:56** - Digitaal: "vrijdag, zestien uur zesenvijftig" [audio

mp3="https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana_Talks_dutch_digital.mp3"][/audio]

16:56 - Analoog: "Het is vier minuten voor vijf, vrijdagmiddag" [audio

mp3="https://irishuys.nl/wp-content/uploads/2016/08/Diana_Talks_dutch_analog.mp3"][/audio]

Als u de spreekknop 5 seconden ingedrukt houdt, klinkt er één kort piepsignaal en is de spreekfunctie in slaapstand. Dit DianaTalks horloge heeft drie verborgen knoppen, namelijk één voor het instellen van de taal, één voor het instellen van dag en tijd en één voor het instellen van een analoge of digitale tijdweergave. U kunt deze verborgen knoppen met een puntig voorwerp, zoals een balpen of een tandenstoker, bedienen. Dit om te voorkomen dat u de instellingen per ongeluk tijdens het dagelijks gebruik wijzigt. Dit sprekend horloge is een onmisbaar hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking. De tijd stellen wij voor u in, zodat u het horloge bij levering meteen kunt gebruiken. Het horloge wordt geleverd met een CR2025 batterij ([ook los verkrijgbaar!](#)). **Klik hier voor de Nederlandse handleiding DianaTalks. Klik hier voor de Nederlandse handleiding DianaTalks Touch. Klik hier voor een instructie over het vervangen van de batterijen.**



Extra-informatie	Doorsnede	Artikelnummer	Prijs
royal	43-mm	20171	€
large	37-mm	20172	€
small	33-mm	20173	€
touch	33-mm	20174	€