



Multilens Sight Optimizer HangOn

- overzetmontuur
- breed visueel gezichtsveld
- beter zicht en betere ergonomische houding
- ontspannen zicht op korte afstand
- glashelder en schitteringsvrij beeld

Multilens Sight Optimizer HangOn: de ideale en eenvoudige oplossing om uw kijkcomfort bij lezen en beeldscherm-gebruik te optimaliseren!

Het kijken op korte afstand met een bifocale of multifocale bril kan soms heel inspannend zijn. Dit kan zodoende leiden tot een slechte werkhouding en/of problemen met het vinden van de juiste zuivere optiek in de lens. Om deze klachten te verminderen en het werken op korte afstand te vergemakkelijken is de ML Sight Optimizer ontwikkeld.

De Multilens Sight Optimizer HangOn is een overzetbril met speciaal ontwikkelde glazen die gemakkelijk over de huidige bril gehangen kan worden. Het geeft de gebruiker een individuele oplossing die beter past bij het op korte afstand kijken dan zijn of haar gewone bril. Ook heeft de ML Sight Optimizer HangOn het voordeel dat het ergonomisch beter is en meer comfort biedt met kijken.

De ML Sight Optimizer HangOn biedt naast een direct voelbare POWER BOOST ook een uitstekende optische kwaliteit van de kunststof glazen. Het convergentie-ondersteunende relax prisma, een antireflex coating en een fraai vormgegeven, onopvallend lichtgewicht montuur zorgen voor een bijzondere overzetbril die geschikt is voor personen met verminderd zicht als ook voor personen die tijdelijk extra additie nodig hebben.



KENMERKEN DIE HET KIJKEN OP KORTE AFSTAND VERBETEREN:

POWERBOOST

Extra additie indien nodig voor een beter zicht en een verbeterde ergonomische houding.

BREED VISUEEL GEZICHTSVELD

Open montuur met helder zicht door het gehele glas om zodoende het zicht voor gebruik op korte afstand te optimaliseren.

PRISMA OPTIEK

Verlichtende prisma's voor een meer ontspannen zicht bij het kijken op korte afstand.

ANTI-REFLEX COATING

Alle ML Sight Optimizer HangOn glazen zijn behandeld met MLPrima+. Deze nieuwste coating verbetert het zicht en geeft bovendien een glashelder en schitteringvrij beeld.

OVERZET HANG-ON MONTUUR

De Multilens Sight Optimizer HangOn is een overzetmontuur die door het intelligente en slanke design over de meeste brillen heen zal passen. Het hangt namelijk op het eigen montuur. Het titanium montuur is duurzaam en tevens licht in gewicht. De flexibele veren zorgen ervoor dat het montuur ook comfortabel draagt.

VARIANTEN

- ML Sight Optimizer 10 HangOn R1, +1.0 dioptrie
- ML Sight Optimizer 15 HangOn R3, +1.5 dioptrie
- ML Sight Optimizer 20 HangOn X1, +2.0 dioptrie
- ML Sight Optimizer 25 HangOn, +2.5 dioptrie
- ML Sight Optimizer 30 HangOn Y1, +3.0 dioptrie

KOSTEN EFFICIENT

- De ML Sight Optimizer HangOn is altijd te gebruiken, zelfs als de eigen brillenglazen worden vervangen.
- Verschillende mensen kunnen gebruik maken van dezelfde ML Sight Optimizer



HangOn.

- De kosten voor een ML Sight Optimizer HangOn zijn aanzienlijk lager dan die voor een speciale op maat gemaakte computerbril.

STERKTE BEREIK

Convergentie ondersteunende kunststof glazen met een sterkte van +1.0 / +1.5 / +2.0 / -2.5 / +3.0.

MONTUUR

Speciaal ontworpen lichtgewicht montuur, die over de eigen bril wordt geplaatst.
Afmeting: 115 x 35 mm.

COATING

ML Prima+

GEWICHT

15 gram

PRODUCTFOTO'S



Producteigenschappen

Artikelnummer	Dioptrie
329207	+1.00
329208	+1.50
329211	+2.00
329215	+2.50
329212	+3.00



(0182) 52 58 89

Meridiaan 40

2801 DA Gouda

www.irishuys.nl

info@irishuys.nl